

GPS올림픽대회 홀리스틱 종목 심사규정

직 종 명	에너지테라피	과 제 명	홀리스틱	심사장확인		(인)
경기시간	60분	선수번호		심사위원		(인)

일련 번호	주요항목	세부항목	주요항목 별배점	배점
1	준비	- 위생 및 준비물 상태	5	10
		- 단정한 복장상태	5	
2	기기 사용 테크닉 및 시술 자세 (밀착성)	- 관리 목표와 사용 제품은 적절했는가?	10	30
		- 기기 사용 방법은 올바른가?	10	
		- 선수와 모델과의 동작이 자연스럽게 연결되는가?	10	
3	기기의 효용성	- 기기가 미용 관광 관리에 효과적인가?	20	30
		- 사용 방법이 편하고 안전한가?	10	
4	관리 계획서	- 관리 방법과 기기의 특장에 맞게 작성되었는가?	10	10
5	마무리 기타	- 수행시 올바른 자세를 유지 하였는가?	5	20
		- 시술 후 주위 정리정돈이 잘 되었는가?	5	
		- 요구사항은 모두 잘 이행하였는가?	10	
6	미수준 사항기재	① 감점 시 미수준 사항 기재 요망		
		② 감점 시 미수준 사항 기재 요망		
		③ 감점 시 미수준 사항 기재 요망		
합계				100

* 심사위원 유의사항

1. 공정하게 심사하여야 하며, 추후 심사에 대한 질의 시 해당 점수에 대해 육하원칙에 따라 설명할 수 있어야 한다.
2. 점수 배점은 1점 단위로 채점한다.
3. 경기 진행 중 경기자와 대화는 금한다. (진행상 문제시 진행요원에게 도움 요청을 청한다.)

GPS올림픽대회 홀리스틱 종목 채점기준표

직종 번호	7-13	직 종 명	홀리스틱
과제 번호	주요 항목	채점 방법(참고 사항)	채점 단계
1	위생준비 상태	머리는 단정하게 한다.(긴 머리는 흘러내리지 않게 단정하게 고정되어 있어야 한다. 손톱이 짧게 깎여져 있어야 하며, 네일 폴리쉬가 없어야 한다. 진한 화장과 악세사리(반지, 시계, 목걸이, 팔찌, 귀걸이)를 하지 않아야 한다. 위생복(상, 하의)은 흰색으로 깨끗한 상태이어야 한다. 앞.뒤가 막힌 흰색 실내화를 착용하여야 한다. 도구가 청결하게 준비되어 있어야 한다. 사용한 도구는 재사용하지 않아야 한다.(일회용에 한함) 정품 제품을 사용하여야 한다.	10단계
2	기기 사용 테크닉및 시술 자세 (밀착성)	기기 사용 동작은 숙련도, 밀착감, 리듬감, 유연성, 속도, 강약, 자세가 정확하여야 한다. 가볍고 신속한 동작으로 정확하게 관리한다. 매뉴얼테크닉 동작과는 구별되는 테크닉을 이용하여야 한다.	10단계
3	기기의 효용성	기기가 미용건강에 효과적으로 사용되는 것이어야 한다. 안전하게 사용하여야 한다. 부위별에 따라 적절하게 테크닉을 하여야 한다. 강한 압을 사용하여서는 안 된다. 마무리 작업이 적절하여야 한다.	10단계
4	관리 계획서	관리계획서가 기기의 특징을 상세하고 정확하게 설명해야 한다. 관리 과정을 간단하고 알기 쉽게 설명해야 한다. 심사위원과 관계자가 확인하기 좋게 작성되어야 한다.	10단계
5	마무리	기기 정리 모델과 선수 복장 정리	10단계

※ 기타 사항

- 사전확인 사항을 제외한 중간 과정의 위생에 관련된 사항은 전체 공통적으로 작업이 종료할 때까지 확인을 해서 채점 고려사항으로 반영한다.
- 고객의 피부에 상처를 주지 않고 위생적으로 그 과제를 수행했는지의 유.무를 점검한다.
- 지정과제에 맞게 골고루, 부위에 적합하게 사용되었는지 확인한다(단, 국가자격시험에서 매뉴얼 테크닉 시 적용하는 안마 유사행위 금지, 지압 유사행위 금지, 강한 압 금지등의 제한 기준은 GPS올림픽대회에서는 적용되지 않는다.).
- 기기 사용이 정확해야 하며, 관리 시 한 부위를 너무 오래하지 않도록 하며, 너무 깊게 누르지 않아야 한다.